


easy *i*-hex



by INTRA-LOCK
SYSTEM EUROPA




gli occhi sono
lo specchio dell'ANIMA
un SORRISO
è lo specchio del
CUORE




easy*i*-hex

Micro filettature per ridurre lo stress e la compressione sulla corticale crestale.


La superficie FHS è ottenuta con un processo di sabbiatura con rugosità a lungo raggio a cui viene sovrapposta una rugosità a corto raggio dovuta al trattamento di doppia acidificazione. Ciò permette di ottenere una microrugosità superficiale omogenea su tutta la superficie implantare e una migliore osteointegrazione.



Ingrandimento SEM che evidenziano la microrugosità di superficie



Topografia Superficiale mediante SEM



- Connessione unica a doppio esagono interno con 12 posizioni.
- Platform switching incorporato.
- Rispetto biologico del tessuto connettivo sovra crestale.
- Ampia gamma di abutment protesici per soddisfare le più diverse esigenze estetiche e funzionali. L'accoppiamento impianto abutment a frizionamento crea un incastro che elimina l'allentamento della vite protesica.

Filettatura apicale per un ancoraggio immediato e un'ottimale stabilità primaria.



easy*i*-hex IMPLANT - Ø 3.3mm

Lunghezza	Descrizione prodotto	Diametro	Codice
10mm	Impianto Esagono interno Ø 3.3mm	Ø 3,3mm	EIH-3310
11.5mm	Impianto Esagono interno Ø 3.3mm	Ø 3,3mm	EIH-3311
13mm	Impianto Esagono interno Ø 3.3mm	Ø 3,3mm	EIH-3313
16mm	Impianto Esagono interno Ø 3.3mm	Ø 3,3mm	EIH-3316

Nota: Non superare il torque di avvitamento di 60 Ncm



easy*i*-hex IMPLANT - Ø 3.75mm

Lunghezza	Descrizione prodotto	Diametro	Codice
8mm	Impianto Esagono interno Ø 3.75mm	Ø 3,75mm	EIH-3708
10mm	Impianto Esagono interno Ø 3.75mm	Ø 3,75mm	EIH-3710
11.5mm	Impianto Esagono interno Ø 3.75mm	Ø 3,75mm	EIH-3711
13mm	Impianto Esagono interno Ø 3.75mm	Ø 3,75mm	EIH-3713
16mm	Impianto Esagono interno Ø 3.75mm	Ø 3,75mm	EIH-3716

Nota: Non superare il torque di avvitamento di 60 Ncm



easy*i*-hex IMPLANT - Ø 4.2mm

Lunghezza	Descrizione prodotto	Diametro	Codice
8mm	Impianto Esagono interno Ø 4.2mm	Ø 4.2mm	EIH-4208
10mm	Impianto Esagono interno Ø 4.2mm	Ø 4.2mm	EIH-4210
11.5mm	Impianto Esagono interno Ø 4.2mm	Ø 4.2mm	EIH-4211
13mm	Impianto Esagono interno Ø 4.2mm	Ø 4.2mm	EIH-4213
16mm	Impianto Esagono interno Ø 4.2mm	Ø 4.2mm	EIH-4216

Nota: Non superare il torque di avvitamento di 60 Ncm



easy*i*-hex IMPLANT - Ø 5mm

Lunghezza	Descrizione prodotto	Diametro	Codice
8mm	Impianto Esagono interno Ø 5mm	Ø 5mm	EIH-5008
10mm	Impianto Esagono interno Ø 5mm	Ø 5mm	EIH-5010
11,5mm	Impianto Esagono interno Ø 5mm	Ø 5mm	EIH-5011
13mm	Impianto Esagono interno Ø 5mm	Ø 5mm	EIH-5013

Nota: Non superare il torque di avvitamento di 60 Ncm

easy*i*-hex SISTEMA PROTESICO

 easy*i*-hex

VITE DI GUARIGIONE NARROW

Altezza	Diametro	Descrizione prodotto	Codice
3,0mm	3,5mm	Vite di Guarigione Narrow	EIH-HAN3
5,0mm	3,5mm	Vite di Guarigione Narrow	EIH-HAN5

Torque finale 10 Ncm


EIH-HAN3

EIH-HAN5

 easy*i*-hex

VITE DI GUARIGIONE REGULAR

Altezza	Diametro	Descrizione prodotto	Codice
2,0mm	4,6mm	Vite di Guarigione Regular	EIH-HA2
3,0mm	4,6mm	Vite di Guarigione Regular	EIH-HA3
5,0mm	4,6mm	Vite di Guarigione Regular	EIH-HA5

Torque finale 10 Ncm


EIH-HA2

EIH-HA3

EIH-HA5


 easy*i*-hex

TRANSFER

Descrizione prodotto	Codice
Transfer Abutment Open Tray con Vite Lunga - Profilo Regular	EIH-TR
Vite Lunga a ricambio	EIH-ALS

Descrizione prodotto	Codice
Transfer Abutment Open Tray con Vite Lunga - Profilo Narrow	EIH-TRN
Vite Lunga a ricambio	EIH-ALS

Descrizione prodotto	Codice
Transfer Abutment Closed Tray con Vite Corta	EIH-T
Cappetta per Transfer	IH-TC



EIH-TR

EIH-TRN

EIH-T

IH-TC

SISTEMA PROTESICO easy*i*-hexANALOGO easy*i*-hex

EIH-AND

SAA

Descrizione prodotto

Analogo
Vite per analogo-opzionale

Codice

EIH-AND
SAA

Torque finale 25 Ncm

MONCONE DIRITTO NARROW easy*i*-hex

EIH-SAN2

Altezza

2,5mm

Descrizione prodotto

Abutment diritto Narrow con Vite di Ritenzione

Codice

EIH-SAN2

Torque finale 25 Ncm

MONCONE DIRITTO STANDARD easy*i*-hex

EIH-SA2

Altezza

2,0mm

Descrizione prodotto

Abutment diritto Anatomico Regular con Vite di Ritenzione

Codice

EIH-SA2

4,0mm

Abutment diritto Anatomico Regular con Vite di Ritenzione

EIH-SA4

Torque finale 25 Ncm

MONCONE ANGOLATO 15° easy*i*-hex

EIH-A15-1

Altezza

1,0mm

Descrizione prodotto

Abutment Angolato 15° con Vite di Ritenzione

Codice

EIH-A15-1

2,0mm

Abutment Angolato 15° con Vite di Ritenzione

EIH-A15-2

3,0mm

Abutment Angolato 15° con Vite di Ritenzione

EIH-A15-3

Torque finale 25 Ncm

easyi-hex SISTEMA PROTETICO

easyi-hex MONCONE ANGOLATO 25°

Altezza	Descrizione prodotto	Codice
1,0mm	Abutment Angolato 25° con Vite di Ritenzione	EIH-A25-1
2,0mm	Abutment Angolato 25° con Vite di Ritenzione	EIH-A25-2
3,0mm	Abutment Angolato 25° con Vite di Ritenzione	EIH-A25-3

Torque finale 25 Ncm




EIH-A25-1

easyi-hex MONCONE CALCINABILE

Altezza		Descrizione prodotto	Codice
2,5mm	Non Rotazionale	Abutment Calcinabile con Vite di Ritenzione	EIH-PCH

Altezza		Descrizione prodotto	Codice
2,5mm	Rotazionale	Abutment Calcinabile con Vite di Ritenzione	EIH-PCN

Torque finale 25 Ncm



EIH-PCH

EIH-PCN

easyi-hex MONCONE CALCINABILE CON BASE IN CR/CO

Altezza		Descrizione prodotto	Codice
2,0mm	Non Rotazionale	Calcinabile con base in Cromo/ Cobalto con Vite di Ritenzione	EIH-CACCNR

Altezza		Descrizione prodotto	Codice
2,0mm	Rotazionale	Calcinabile con base in Cromo/ Cobalto con Vite di Ritenzione	EIH-CACCR

Torque finale 25 Ncm



EIH-CACCNR

EIH-CACCR

SISTEMA PROTESICO easy*i*-hex

MONCONE A PALLA

easy*i*-hex

EIH-BA2

Altezza	Descrizione prodotto	Codice
1mm	Abutment a palla - incluso box in metallo e oring	EIH-BA1
2mm	Abutment a palla - incluso box in metallo e oring	EIH-BA2
3mm	Abutment a palla - incluso box in metallo e oring	EIH-BA3
4mm	Abutment a palla - incluso box in metallo e oring	EIH-BA4

Torque finale 25 Ncm



Descrizione prodotto	Codice
Analogo per Abutment a palla	C-OBA
Box in metallo per Abutment a Palla	BBA
O-Ring ricambio piccolo per BBAS	ORBS
Box in metallo piccolo per Abutment a Palla	BBAS

MONCONE EASY I-LOC

easy*i*-hex

IH-LOC3

Altezza	Descrizione prodotto	Codice
1mm	Easy I-Loc Abutment - incluso posizionatore	EIH-LOC1
2mm	Easy I-Loc Abutment - incluso posizionatore	EIH-LOC2
3mm	Easy I-Loc Abutment - incluso posizionatore	EIH-LOC3
4mm	Easy I-Loc Abutment - incluso posizionatore	EIH-LOC4
5mm	Easy I-Loc Abutment - incluso posizionatore	EIH-LOC5
6mm	In-Loc Abutment - incluso posizionatore	EIH-LOC6
	Confezione Cappette da 4pz. a ricambio	ILP01

Torque finale 25 Ncm



ILP01

Descrizione prodotto	Codice
Inseritore per Nylon In-Loc	IL-IN
Driver Contrangolo per In-Loc	IL-CAD
Driver Manuale per In-Loc	IL-DM

easy*i*-hex SISTEMA PROTESICO

 easy*i*-hex SOLUZIONI DIGITALI

Descrizione prodotto

Scan body con Vite

Codice
EIH-SB


EIH-SB

Descrizione prodotto

Analogo per Cad-cam

Codice
EIH-AD

Vite per analogo-opzionale

SAA


EIH-AD



SAA

Altezza
Descrizione prodotto
Codice

1,0mm	Non Rotante	Link incollaggio in titanio con Vite	EIH-TICO1NR
2,0mm	Non Rotante	Link incollaggio in titanio con Vite	EIH-TICO2NR
3,0mm	Non Rotante	Link incollaggio in titanio con Vite	EIH-TICO3NR



EIH-TICO2NR

Torque finale 25 Ncm

Altezza
Descrizione prodotto
Codice

1,0mm	Rotante	Link incollaggio in titanio con Vite	EIH-TICO1R
2,0mm	Rotante	Link incollaggio in titanio con Vite	EIH-TICO2R
3,0mm	Rotante	Link incollaggio in titanio con Vite	EIH-TICO3R



EIH-TICO2R

Torque finale 25 Ncm

Altezza
Descrizione prodotto
Codice

1mm	TiBase titanium con Vite	EIH-TIBASE
------------	--------------------------	-------------------

Torque finale 25 Ncm


 TiBase posizionato
sull'analogo nel modello

 ScanBody posizionato
correttamente sul TiBase


EIH-TIBASE1

TiBase per realizzare protesi in ceramica con il sistema di incollaggio Sirona® CEREC®.

Indicazioni per Scanner Sirona®: Per una corretta procedura sarà necessario inserire sul TiBase lo Scan-Body grigio (Grey Cat. # 6431329) o bianco (White Cat. # 6431303) a seconda della tipologia di scanner, assicurandosi che lo slot interno, per la procedura guidata, sia allineato con la posizione del TiBase.

Per il settaggio del software CAD della Sirona®: impostare i parametri dello Zimmer ZTSV3.5L

MULTI UNIT ABUTMENT easy*i*-hex

MONCONE DIRITTO easy*i*-hex



EIH-MUD2

Altezza	Descrizione prodotto	Codice
1,0mm	Abutment Mua diritto	EIH-MUD1
2,0mm	Abutment Mua diritto	EIH-MUD2
3,0mm	Abutment Mua diritto	EIH-MUD3
4,0mm	Abutment Mua diritto	EIH-MUD4

Torque finale 25 Ncm

MONCONE ANGOLATO easy*i*-hex



EIH-CAA17-3

	Descrizione prodotto	Codice
3,0mm	Mua Angolato 17° con Vite	EIH-CAA17-3
4,0mm	Mua Angolato 17° con Vite	EIH-CAA17-4



EIH-CAA30-3

	Descrizione prodotto	Codice
3,5mm	Mua Angolato 30° con Vite	EIH-CAA30-3
4,5mm	Mua Angolato 30° con Vite	EIH-CAA30-4



EIH-CAA45-4

	Descrizione prodotto	Codice
4,0mm	Mua Angolato 45° con Vite	EIH-CAA45-4

Torque finale 25 Ncm

easy*i*-hex MULTI UNIT ABUTMENT

easy*i*-hex CILINDRI MUA

Descrizione prodotto

Cilindro Mua Calcinabile con vite
 Cilindro Mua in Titanio con vite

Codice

M-CA
M-TA

Torque finale 15 Ncm



M-CA



M-TA



M-ARS

easy*i*-hex TRANSFER E ANALOGO MUA

Descrizione prodotto

Transfer Mua con Vite lunga
 Analogo Mua
 Cappetta di guarigione

Codice

M-AOTT
M-AA
M-ACS



M-AOTT



M-AA



M-ACS

easy*i*-hex DIGITALE

Descrizione prodotto

Analogo digitale per Mua
 Vite per analogo-opzionale
 Link Abutment con Vite
 Scan Body con Vite

Codice

M-AAD
SAA
M-LK
M-SB



M-AAD



SAA



M-ARS



M-LK



M-SB

Torque finale 15 Ncm

VITI PROTESICHE easy*i*-hexVITI easy*i*-hex

S-CS

Descrizione prodotto

Vite Ritenzione clinica

Codice**S-CS**

M-ARS



M-AS

Descrizione prodotto

Vite Clinica per Cilindri MUA

Codice**M-ARS**

Vite per Abutment MUA

M-AS

VITI PER INNESTO ANGOLATO

easy*i*-hex**Descrizione prodotto**Driver per Vite a innesto angolato
(compatibile con Cricchetto 4x4mm)**Codice****ELBD**

Driver a contrangolo per Vite a innesto angolato

ELBDCA

ASCA



ELBD



ELBDCA

Descrizione prodotto

Vite di Ritenzione Clinica con innesto angolato

Codice**ASCA**

Vite di Ritenzione Clinica con innesto angolato per MUA

M-ASCA

easy*i*-hex STRUMENTI

easy*i*-hex DRIVERS 3.5

Descrizione prodotto

Chiave di montaggio lunga per Cricchetto

Codice
EIH-ELRL

Chiave di montaggio corta per Cricchetto

EIH-ELRS

Chiave di montaggio lunga per Contrangolo

EIH-ELCAL

Chiave di montaggio corta per Contrangolo

EIH-ELCAS


EIH-ELRL



EIH-ELRS



EIH-ELCAL



EIH-ELCAS

Questi Drivers consentono al clinico di prelevare l'impianto direttamente dalla confezione sterile e trasportarlo al sito osteotomico. Avvitare fino a 35 Ncm con Driver a Contrangolo mentre a Cricchetto non superare i 60 Ncm.

easy*i*-hex CRICCHETTO

Descrizione prodotto

Cricchetto Chirurgico

Codice
SRW

Adattatore connessione Standard 4x4mm

UNACR4


SRW



UNACR4

easy*i*-hex CHIAVE DINAMOMETRICA

Descrizione prodotto

Chiave Dinamometrica 10-40 Ncm

Codice
CTL-1040

Il design in titanio leggero è facile da usare come chiave dinamometrica regolabile o cricchetto. Si smonta rapidamente per la pulizia. Nessuna calibrazione richiesta. Venduto con adattatore standard 4x4



CTL-1040

STRUMENTI easy*i*-hexDRIVERS A CONTRANGOLO
E CACCIAVITIeasy*i*-hex

EDL

Descrizione prodotto**Codice**

Cacciavite Lungo - Ø 1.27mm

EDL

EDC

Cacciavite Corto - Ø 1.27mm

EDC

DE

Descrizione prodotto**Codice**

Prolunga per fresa

DE

ELDL

Descrizione prodotto**Codice**

Drivers Lungo per Cricchetto dinamometrico Ø 1.27mm

ELDL

ELDS

Drivers Corto per Cricchetto dinamometrico Ø 1.27mm

ELDS

PIN DI PARALLELISMO

easy*i*-hex

PP2

Descrizione prodotto**Codice**

Pin di Parallelismo

PP2

BISTURI CIRCOLARE

easy*i*-hex

RPCA3

Descrizione prodotto**Codice**

Bisturi circolare a Contrangolo Ø 3,00mm

RPCA3

COUNTERSINK

easy*i*-hex**Descrizione prodotto****Codice**

Countersink Ø 3.6mm

CS-375P

Countersink Ø 4,0mm

CS-40

Countersink Ø 4.75mm

CS-475

easy *i*-hex STRUMENTI

easy *i*-hex DRIVER MUA

Descrizione prodotto

Driver C/A per Mua Diritto

Codice
EDMSCA

Driver adattatore 4x4 per Mua Diritto

EDMSRA

Driver Cacciavite per Mua Diritto

EDMS


EDMSRA

EDMS

Driver Posizionatore per Mua Angolato

EDMTI


EDTI

easy *i*-hex FRESE

Descrizione prodotto

Fresa Ø 2.2

Codice
D-EH22

Fresa Ø 2.8

D-EH28

Fresa Ø 3.2

D-EH32

Fresa Ø 3.7

D-EH37

Fresa Ø 4.1

D-EH41

Fresa Ø 4.5

D-EH45

Fresa Ø 4.9

D-EH49


D-EH22

D-EH28

D-EH32

D-EH37

D-EH41

D-EH45

D-EH49

Descrizione prodotto

Pilot Drill

Codice
LD-E
Descrizione prodotto

Stop Fresa, 8mm

Codice
DS-EH08

Stop Fresa, 10mm

DS-EH10

Stop Fresa, 11,5mm

DS-EH115

Stop Fresa, 13mm

DS-EH13

Stop Fresa, 16mm

DS-EH16


LD-E



DS-EH08



DS-EH10



DS-EH115





DS-EH13





DS-EH16

Note: Solo per Frese D-EH22, D-EH28 e D-EH32



PROTOCOLLO CHIRURGICO





PROTOCOLLO CHIRURGICO



PROTOCOLLO CHIRURGICO



PROTOCOLLO CHIRURGICO





Intra-Lock System Europa S.r.l.®

Via Ottavio Bottigliero, 1
84126 Salerno (SA) - Italy
phone +39 089 233045

info@intra-lock.it • www.intra-lock.it

CE0425

